



Перчатки НИТРИЛОВЫЕ смотровые нестерильные неопудренные

Нитриловые перчатки неопудренные не содержат натуральный латекс и других белковых составляющих протеинов натурального латекса, что устраняет риск возможных аллергических реакций.

Преимущества:

- отсутствие пудры, которое предохраняет от возможного загрязнения ран, лабораторных образцов и тестов;
- устраняет сухость кожи, вызванную пудрой;
- сокращает наличие частиц пудры в воздухе;
- микротекстура рабочей поверхности и текстурированные кончики пальцев обеспечивают надёжный захват медицинских инструментов.

Медицинские нитриловые перчатки имеют:

Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития РФ

Технические характеристики:

Выпускаются 5-ти различных размеров

ТОЛЩИНА 2-х СТЕНОК:

Манжета (25 мм от валика): 0,10 мм.

Ладонь (центр): 0,16 мм.

Палец (13 мм от кончика): 0,18 мм.

Материал: нитрил, химически стойкий к действию слабых кислот и щелочей.

Усилие при разрыве: мин. 14 МПа

Удлинение при разрыве: мин. 500 %

Герметичность: AQL 1.5

Количество пудры: 0

Содержание протеинов: 0

Цвет перчаток: голубой

Размеры: XS (5-6); S (6-7); M (7-8); L (8-9); XL (9-10)

Длина: 245+/-5 мм

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года